

WatchPAT[®] ONE

בדיקת דום נשימה בשינה ביתית לשימוש חד פעמי



מדריך למשתמש שלב אחר שלב

יש לסרוק את קוד ה-QR שלהלן כדי להוריד את האפליקציה WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

לסרטון הדרכה שלב אחר שלב
יש להיכנס לאתר

watchpatone-howtouse.com

אם יש לך שאלות כלשהן ניתן
לפנות למוקד התמיכה של
איטמר[®] מדיקל בטלפון:
1-888-748-2627

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

איטמר מדיקל בע"מ
רחוב חלמיש 9, ת.ד. 3579,
קיסריה, 3088900, ישראל
טלפון: 04-6275598, פקס: 04-6177000

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

WatchPAT[®] ONE

בדיקת דום נשימה בשינה ביתית לשימוש חד פעמי

סימון מידע טכני

אזהרה: החוק הפדרלי קובע כי מכשיר זה יכול להיסכר רק על ידי או בכפוף להוראה של בעלת/ת קצבוע רפואי מורשה.	Rx only
לשימוש חד פעמי, אין לעשות שימוש חוזר	⊗
טמפרטורת הספירה: 0°C - 40°C	0°C - 40°C
יש לעיין בהוראות השימוש	📖
מתח הפעלה של הסוללה: 1.5V DC	1.5V DC
הגנה מפני חודירה	IP22
סוג BF למכשיר שבא במגע עם הגוף	BF
סמל היחידה של ועדת התקשורת הפדרלית	FCC ID: JAP000000000000
יצרן מכשיר רפואי	⚡
מספר קטלוגי	REF
מספר סידורי	SN
תאריך ייצור	📅
לשימוש עד	🕒
על פי הגרורות ההוראה IEC: 27705-WATCHPATONE, יש לאסוף פסולת חשמלית ולאקוטות (EEE) בנפרד ואין להשליכה יחד עם פסולת ביתית רגילה. נא להשליך טונו זה על כל חלקיו באופן אחראי וידידותי לסביבה.	♻️
שכיר, יש לנהוג בזהירות	🚫
יש לשמור יבש	☔
IC: 27705-WATCHPATONE מספר הסמכה ICSE Canada	IC: 27705-WATCHPATONE
זהו מפרט חסומה של גרסה מוצר	MD
מכשיר רפואי	MD
סמל הסמכה בינן	CE

PDF 000000000000 - Ed. 3



הערות חשובות:

- טמפרטורות אחסון ותפעול: 0°C - 40°C
- אין לנסות לחבר או לנתק את חלק מהיחידה.
- אין לנסות להכניס כל חפץ דו לחידה.
- בשום פנים ואופן אין לנסות לחקוק בעיה בעצמך.
- ה-WatchPAT[®] ONE לא אמור לגרום לכל סוג של אי נוחות או כאב. במידה ונוצרת אי נוחות בלתי נסבלת, יש להסיר את המכשיר ולהתקשר למוקד התמיכה.
- יש לבצע בדיקה חוזרת של הסוללה לפני ההכנסה כדי לוודא שאין נפיחות, סדקים, דליפה או כל פגם אחר בסוללה.

ניתן למצוא סרטון הדרכה שלב אחר שלב
בכתובת: watchpatone-howtouse.com

WatchPAT® ONE בדיקת דום נשימה בשינה ביתית לשימוש חד פעמי מדריך למשתמש שלב אחר שלב


מדריך זה כולל הסבר שלב אחר שלב של אופן השימוש הנכון בבדיקת דום הנשימה בשינה הביתית WatchPAT® ONE.

לפני התחלת השימוש ב-WatchPAT® ONE:

- מומלץ לשים את מכשיר WatchPAT® ONE על היד הלא דומיננטית שלך.
- ניתן לשים את האצבעון על כל אצבע, למעט האגודל.
- לפני השימוש יש להסיר בגדים צמודים, טבעות, שעוני יד ותכשיטים אחרים.
- יש להסיר לק ציפורניים מלאכותיות מאצבע הבדיקה ולוודא שהציפורן קצוצה.

הערה: יש להשתמש רק בסוללת AAA אלקליין.
אין להכניס את הסוללה עד שגיעי הזמן ללכת לישון.

- לפני התחלת מחקר השינה יש לוודא שיש לך גישה לאינטרנט, את מכשיר הטלפון שלך, מכשיר WatchPAT® ONE וקוד ה-PIN שלך.



- יש להוריד את האפליקציה WatchPAT® ONE למכשיר הנייד שלך (ניתן להשיגה בחנויות האפליקציות Apple App Store ו-Google Play Store).



- יש לפתוח את האפליקציה WatchPAT® ONE ולאשר את כל ההרשאות הנדרשות על ידי האפליקציה. הרשאות אלה נחוצות כדי שהאפליקציה תפעל.


יש להוציא את המכשיר WatchPAT® ONE מהקופסה. אפשר ללחוץ על הכפתור "סיוור" באפליקציה כדי לערוך סיוור מהיר, שיראה לך כיצד להתקין את המכשיר.

סיוור

לאחר הסיום יש ללחוץ על הכפתור "מוכן".

מוכן

- יש להכניס את הסוללה למכשיר WatchPAT® ONE.



הבא

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

- יש להסיר שעוני יד ותכשיטים מיד הבדיקה.



הבא


לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

יש להזין את קוד ה-PIN
יש להזין את ארבע הספרות של קוד ה-PIN שקיבלת (מספר זהו אישי) ולהקיש על "הזנה"

הזנה

- יש להזין את קוד ה-PIN בן 4 הספרות שקיבלת מהמספחה או מהספק, וללחוץ על "הזנה".

- יש לשים את מכשיר WatchPAT® ONE על היד הלא דומיננטית שלך. יש לוודא שהוא לא צמוד מדי ולא רופף מדי.



הבא

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

- יש לקחת את חישן החזה (חישן נחירות ותנוחת הגוף) ולהשחיל את הכבל דרך השרוול עד שהוא יוצא דרך פתח הצוואר. יש להסיר את הלשונית מהמדבקה ולהצמיד את החישן בדיוק מתחת לשקע עצם החזה שלך.




הבא

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

* אם מכשיר WatchPAT® ONE אינו כולל את חישן החזה, יש לדלג על שלב זה.

- יש להכניס את אחת האצבעות של היד הלא דומיננטית לתוך האצבעון הסוף. אפשר להשתמש בכל אצבע למעט האגודל. יש לשים את האצבעון כך שהמדבקה המסומנת במילה TOP (עליון) תהיה ממוקמת מעל הציפורן. יש להניח את האצבעון על משטח קשה ולמשוך לכיווןך באיטיות את הלשונית המסומנת במילה TOP כדי להסירה מהאצבעון.



הבא

לאחר הסיום יש ללחוץ על "הבא".

- הכל מוכן.

כמה צעדים אחרונים לפני התחלת מחקר השינה שלך:

- א. יש לוודא שהטלפון שלך נמצא במרחק של לא יותר מ-5 מטרים ממכשיר WatchPAT® ONE.
- ב. יש לכוות את כל שאר המכשירים המסומנים בחדר, כגון טלפונים חכמים אחרים, שעוני יד חכמים ואוזניות, כיוון שהם עלולים לשבש את הבדיקה.
- ג. יש לחבר את הטלפון למטען, ועליו להישאר מחובר לחשמל לאורך כל הלילה. אם יש צורך לקום במהלך הלילה, יש להשאיר את הטלפון מחובר לחשמל, אין צורך לשאת אותו איתך.

התחלה

כעת יש ללחוץ על הכפתור "התחלה" כדי להתחיל את מחקר השינה שלך.

- עם ההתעוררות בבוקר, יש ללחוץ על הכפתור "סיום הקלטה" ולהמתין מספר דקות עד שהמכשיר ישלים את העברת הנתונים. לאחר שהעברת הנתונים תושלם, תתקבל הודעת תודה.

סיום הקלטה

סגירת האפליקציה

- יש להסיר את חישן החזה, האצבעון ומכשיר WatchPAT® ONE.

מנוח לנר: אין צורך לשמור את המכשיר או להחזיר אותו. אפשר פשוט להשליך אותו.

בארה: אם ברצונך להשתמש בתוכנית WatchPAT® ONE Green, באפשרותך להחזיר את המכשיר עם חותית החזרה המסומנת מראש שסופקה. בסיום הבדיקה, החזר את המוצר לקופסה, הדבק את החותית על הקופסה כדי שיופץ ושלח אותה אלינו לעיבוד נאות על מנת להגן על הסביבה. שירות זה מסופק ללא עלות. אם תבחר שלא להשתמש בתוכנית WatchPAT® ONE Green, אין צורך לשמור את המכשיר או להחזיר אותו. אפשר פשוט להשליך אותו.