

WatchPAT[®] ONE

Οικιακή συσκευή μελέτης υπνικής άπνοιας μίας χρήσης

Για να δείτε το βίντεο με τις αναλυτικές οδηγίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Οικιακή συσκευή μελέτης υπνικής άπνοιας μίας χρήσης

Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας της Itamar[®] Medical στο τηλέφωνο: **1-888-748-2627**

Σήμανση τεχνικών πληροφοριών

	Προσοχή: Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία (των Η.Π.Α.), αυτή η συσκευή πρέπει να πωλείται ή να συνταγογραφείται αποκλειστικά από επαγγελματίες υγείας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
	Για μία χρήση, να μην επαναχρησιμοποιείται.
	Όριο θερμοκρασίας 0°C - 40°C
	Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.
1.5V DC ---	Τάση λειτουργίας μπαταρίας
IP22	Προστασία εισχώρησης
	Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF
FCC ID 2APUBWONE	Αναγνωριστικός αριθμός της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (Η.Π.Α.)
	Κατασκευαστής ιατροτεχνολογικού προϊόντος
REF	Αριθμός καταλόγου
SN	Αριθμός σειράς
	Ημερομηνία κατασκευής
	Χρήση μέχρι
CE	Το προϊόν φέρει σήμανση με το λογότυπο CE με αριθμό 2797 κατά BSI
EC REP	Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
	Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), όλα τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να μην απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Απορρίψτε αυτό το προϊόν και όλα τα εξαρτήματά του με υπεύθυνο τρόπο που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
	Εύχρηστο, προσοχή στον χειρισμό
	Προστατεύστε από νερό και υγρασία

REF 0M2193477 - Edition 1

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Σημαντικές σημειώσεις:

- Θερμοκρασίες φύλαξης και λειτουργίας 0°C - 40°C
- Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της μονάδας.
- Μην προσπαθήσετε να εισαγάγετε κάποιο ξένο αντικείμενο στη μονάδα.
- Μην επιχειρήσετε, σε καμία περίπτωση, να επιδιορθώσετε κάποιο πρόβλημα εσείς οι ίδιοι.
- Το WatchPAT[®] ONE δεν πρέπει να προκαλεί δυσφορία ή πόνο. Αν αισθανθείτε έντονη δυσφορία, αφαιρέστε τη συσκευή και καλέστε το γραφείο βοήθειας.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Ισραήλ
Τηλ.: +972-4-6177000, Φαξ: +972-4-6275598

EC REP **Arazy Group GmbH**
The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Γερμανία

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής WatchPAT[®] ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Για να δείτε ένα βίντεο με αναλυτικές οδηγίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Οικιακή συσκευή μελέτης υπνικής
άννοιας μίας χρήσης
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης

Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή χρήση της οικιακής συσκευής μελέτης υπνικής άπνοιας WatchPAT® ONE.

Πριν φορέσετε τη συσκευή WatchPAT® ONE:

- ✦ Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε τη συσκευή WatchPAT® ONE στο μη κυρίαρχο χέρι.
- ✦ Ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε δάκτυλο, εκτός του αντίχειρα.
- ✦ Πριν τη χρήση, αφαιρέστε ρούχα με στενή εφαρμογή, δακτυλίδια, ρολόγια και άλλα κοσμήματα που ίσως φοράτε.
- ✦ Αφαιρέστε το βερνίκι νυχιών ή τεχνητά νύχια από το δάκτυλο που θα χρησιμοποιήσετε για τη μελέτη και βεβαιωθείτε ότι το νύχι σας είναι κομμένο κοντό.

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλική μπαταρία AAA. Τοποθετήστε την μπαταρία στη συσκευή μόνο όταν είστε έτοιμοι να κοιμηθείτε.

1. Πριν προχωρήσετε στη μελέτη ύπνου, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και στο τηλέφωνό σας, στη συσκευή WatchPAT® ONE και στον αριθμό PIN.



2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής WatchPAT® ONE στο κινητό σας τηλέφωνο (διαθέσιμη στα Apple App Store και Google Play Store).



3. Ανοίξτε την εφαρμογή WatchPAT® ONE και αποδεχτείτε όλους τους όρους που απαιτούνται από την εφαρμογή. Αυτοί οι όροι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της εφαρμογής.


Αφαιρέστε το WatchPAT® ONE από τη συσκευασία. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Προεπισκόπηση" της εφαρμογής για να δείτε έναν σύντομο οδηγό σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της συσκευής.

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί "Ετοιμο".

ΕΤΟΙΜΟ


4. Τοποθετήστε την μπαταρία στη συσκευή WatchPAT® ONE.



Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε "Επομενο".

ΕΠΟΜΕΝΟ


5. Αφαιρέστε το ρολόι σας και τυχόν κοσμήματα από το χέρι που θα χρησιμοποιήσετε για τη μελέτη.



Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε "Επομενο".


ΕΠΟΜΕΝΟ

6. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό του κωδικού PIN που λάβατε από το γραφείο του ιατρού σας ή του παρόχου υγείας και πατήστε "Εισαγωγή".



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7. Φορέστε τη συσκευή WatchPAT® ONE στο μη κυρίαρχο χέρι σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί ούτε υπερβολικά σφιχτά ούτε υπερβολικά χαλαρά.



Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε "Επομενο".

ΕΠΟΜΕΝΟ

8. Περάστε το καλώδιο του αισθητήρα θώρακος (ροχαλτού και θέσης σώματος) μέσα από το μανίκι σας και βγάλτε το από το άνοιγμα της λαϊμόκοψης. Αφαιρέστε την ετικέτα από την αυτοκόλλητη μεμβράνη και εφαρμόστε τον αισθητήρα ακριβώς κάτω από τη στερνική εγκοπή.




Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε "Επομενο".

* Αν η συσκευή σας WatchPAT® ONE δεν περιλαμβάνει αισθητήρα θώρακος, παραλείψτε αυτό το βήμα.

ΕΠΟΜΕΝΟ

9. Τοποθετήστε ένα δάκτυλο του μη κυρίαρχου χεριού σας μέσα στον αισθητήρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε δάκτυλο εκτός του αντίχειρα. Τοποθετήστε τον αισθητήρα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ένδειξη TOP στην αυτοκόλλητη μεμβράνη να βρίσκεται ακριβώς πάνω από το νύχι σας. Κρατήστε τον αισθητήρα πάνω σε μια σκληρή επιφάνεια και τραβήξτε αργά την ετικέτα TOP προς το μέρος σας για να την αφαιρέσετε από τον αισθητήρα.



Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε "Επομενο".

ΕΠΟΜΕΝΟ

10. Είστε έτοιμοι. Έχουν απομείνουν μερικά μόνο βήματα που πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε τη μελέτη ύπνου:

- a. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας δεν απέχει πάνω από 5 μέτρα από τη συσκευή WatchPAT® ONE.
- b. Απενεργοποιήστε όλες τις υπόλοιπες συσκευές μετάδοσης σημάτων στον χώρο, όπως smartphone, smart watches και ακουστικά, καθώς μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές στη διάρκεια της μελέτης.
- γ. Συνδέστε το τηλέφωνο με τον φορτιστή και φροντίστε να παραμείνει συνδεδεμένο στην πρίζα για όλη τη νύχτα. Αν χρειαστεί να σκωθείτε στη διάρκεια της νύχτας, αφήστε το τηλέφωνο συνδεδεμένο στην πρίζα. Δεν χρειάζεται να το μεταφέρετε μαζί σας.

Τώρα κάντε κλικ στο κουμπί "Εναρξη" για να ξεκινήσετε τη μελέτη ύπνου.

ΕΝΑΡΞΗ

11. Όταν ξυπνήσετε το πρωί, πατήστε το κουμπί "Λήξη εγγραφής" και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι η συσκευή να ολοκληρώσει τη μετάδοση των δεδομένων. Αφού ολοκληρωθεί η μετάδοση των δεδομένων θα λάβετε ένα ευχαριστήριο μήνυμα.

ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Μόλις λάβετε το μήνυμα, πατήστε "Κλείσιμο εφαρμογής".

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

12. Αφαιρέστε τον αισθητήρα θώρακος, τον αισθητήρα δακτύλου και τη συσκευή WatchPAT® ONE. Δεν χρειάζεται να φυλάξετε ή να επιστρέψετε τη συσκευή. Μπορείτε απλώς να την απορρίψετε.