

WatchPAT[®] ONE

Vienreizējās lietošanas mājas miega apnojas tests

Lai saņemtu detalizētu video instrukciju, lūdzu, apmeklējiet

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Vienreizējās lietošanas mājas miega apnojas tests

Ja jums rodas kādi jautājumi,
varat sazināties ar
Itamar[®] Medical palīdzības dienestu:
1-888-748-2627

Tehniskās informācijas marķējums

	Uzmanību! Saskanā ar ASV federālajiem tiesību aktiem šo ierīci drīkst pārdot tikai ārsts vai pēc ārsta rīkojuma
	Vienreizlietojama, nelietot atkārtoti
	Temperatūras limits 0°C - 40°C
	Skatīt lietošanas norādījumus
1.5V DC	Baterijas darbības spriegums
IP22	Aizsardzības pakāpe pret svešķermeņu un mitruma iekļūšanu
	BF tipa saskares daļa
FCC ID ZAPUBWPONE	ASV Federālās sakaru komisijas piešķirtais identifikācijas numurs
	Medicīniskās ierīces ražotājs
REF	Numurs katalogā
SN	Sērijas numurs
	Izgatavošanas datums
	Derīguma termiņš
CE	Izstrādājums ir marķēts ar CE zīmi; pilnvarotā iestāde BSI, numurs 2797
EC REP	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
	Saskanā ar EEI direktīvu 2012/19/ES visi elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) atkritumi ir jāsavāc atsevišķi, nevis jāizmet kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, atbildīgi un videi draudzīgi atbrīvojieties no šī izstrādājuma un tā daļām.
	Trausla, rīkoties uzmanīgi
	Turēt sausu

REF 0M2193482 - Edition 2

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Svarīgas piezīmes

- Glabāšanas un lietošanas temperatūras 0°C - 40°C
- Nemēģiniet savienot vai atvienot nevienu ierīces daļu.
- Nemēģiniet ievietot ierīci svešķermeņus.
- Nekādā ziņā nemēģiniet patstāvīgi novērst kļūmi.
- WatchPAT[®] ONE nevajadzētu radīt nekādu diskomfortu un sāpes. Ja rodas nepanesams diskomforts, noņemiet ierīci un zvaniet palīdzības dienestam.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Izraēla
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP

Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main
Vācija

Instrukcijas soli pa solim

Skenējiet QR kodu zemāk, lai
lejupielādētu WatchPAT[®] ONE lietotni



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Lai saņemtu detalizētu video instrukciju
lūdzu, apmeklējiet vietni: watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Vienreizējās lietošanas mājas miega apnojas tests

Instrukcijas soli pa solim


Šī pamācība jums soli pa solim parādīs, kā pareizi lietot WatchPAT® ONE mājas miega apnojas testu.

Pirms uzlikt WatchPAT® ONE:

- ✓ Ierīci WatchPAT® ONE ir ieteicams uzlikt uz tās rokas, kura nav jūsu dominējošā roka.
- ✓ Uzliktni var uzlikt uz jebkura pirksta, izņemot īkšķi.
- ✓ Pirms lietošanas novelciet piegulošas drēbes, gredzenus, pulksteņus un citas rotaslietas.
- ✓ No izmeklējamā pirksta noņemiet nagu laku un mākslīgo nagu, kā arī raugieties, lai nags būtu īss.

Ievērojiet: izmantojiet tikai sārnu AAA bateriju.
Neievietojiet bateriju, līdz esat gatavi doties gulēt.

1. Pirms miega pētījuma veikšanas pārliecinieties, ka jums ir pieejams internets, tālrunis, WatchPAT® ONE ierīce un PIN numurs.



2. Lejupielādējiet mobilajā ierīcē WatchPAT® ONE lietotni (pieejama Apple App Store un Google Play Store).



3. Atveriet WatchPAT® ONE lietotni un sniedziet visas prasītās atļaujas. Šīs atļaujas ir nepieciešamas lietotnes darbībai.

Izņemiet WatchPAT® ONE no kastes. Jūs varat noklikšķināt pogu "Priekšskatīt" lietotnē, lai skatītu īsu ceļvedi, kas jums parādīs, kā ierīci uzstādīt.


PRIEKŠSKATĪT

Kad tas paveikts, nospiediet pogu "Gatavs".

GATAVS

4. Ievietojiet bateriju WatchPAT® ONE ierīcē.


Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".



TĀLĀK

5. No izmeklējamās rokas novelciet pulksteni un rotaslietas.

Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".




TĀLĀK

6. Ievadiet 4 ciparu PIN kodu, ko sniedzis jūsu ārsts vai pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet "Ievadīt".



7. Uzlieciet WatchPAT® ONE ierīci uz rokas, kas nav jūsu dominējošā roka. Pārliecinieties, ka ierīce nav pārāk cieša vai vaļīga.

Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".



TĀLĀK

8. Paņemiet krūškurvja sensoru (krāššanas un ķermeņa stāvokļa sensoru) un velciet kabeli caur piedurkni un ārā caur kakla atveri. Noņemiet plāksnīti no uzlīmes un piestipriniet sensoru tieši zem krūšu kaula iegriezuma.




Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".

* Ja jūsu WatchPAT® ONE ierīce neietver krūškurvja sensoru, izlaidiet šo soli.

TĀLĀK

9. Līdz galam uzlieciet uzliktni uz tās rokas pirksta, kas nav jūsu dominējošā roka. Jūs varat izmantot jebkuru pirkstu, izņemot īkšķi. Uzliktnis jānovieto tā, lai uzlīme ar atzīmi TOP atrastos virs pirksta naga. Turiet uzliktni pie cietas virsmas un lēnām pavelciet TOP plāksnīti pie sevis, lai noņemtu to no uzliktna.



Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".

TĀLĀK

10. Viss ir gatavs.

Daži pēdējie soļi, pirms sākat savu miega pētījumu:

- Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atrodas ne tālāk kā 5 metrus no WatchPAT® ONE ierīces.
- Izslēdziet visas pārējās radošās ierīces telpā, piemēram, viedpulksteņus, citus viedtālrunus un austiņas, jo tās var traucēt izmeklējumam.
- Pievienojiet tālruni lādētājam; tam jābūt pieslēgtam visu nakti. Ja nakts laikā jums nepieciešams piecelties, atstājiet tālruni pieslēgtu; nav nepieciešams to nēsāt līdzī.

Tagad noklikšķiniet pogu "Ieslēgt", lai sāktu miega pētījumu.

IESLĒGT

11. No rīta pamostoties nospiediet pogu "Pabeigt ierakstīšanu" un pagaidiet dažas minūtes, līdz ierīce pabeigs datu pārraidi. Pēc datu pārsūtīšanas pabeigšanas saņemsit pateicības paziņojumu.

PABEIGT
IERAKSTĪŠANU

Pēc saņemšanas nospiediet "Aizvērt lietotni".

AIZVĒRT LIETOTNI

12. Noņemiet krūškurvja sensoru, uzliktni un WatchPAT® ONE ierīci. Ierīci nav nepieciešams paturēt vai atgriezt. Jūs varat vienkārši atbrīvoties no tās.