

# WatchPAT® ONE

فحص بيتي وحيد الاستعمال لانقطاع النفس النومي

لمشاهدة فيديو التعليمات خطوة بخطوة  
يرجى زيارة

[watchpatone-howtouse.com](http://watchpatone-howtouse.com)

# WatchPAT® ONE

فحص بيتي وحيد الاستعمال لانقطاع النفس النومي



إذا توفرت لديك أية أسئلة فبإمكانك  
الاتصال بمكتب المساعدة  
التابع لـ Itamar® Medical على الرقم:  
1-888-748-2627

## دليل التعليمات خطوة بخطوة

**itamar**  
medical  
[www.itamar-medical.com](http://www.itamar-medical.com)

امسح كود QR الوارد أدناه لتنزيل تطبيق  
WatchPAT® ONE



Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

**itamar**  
medical  
[www.itamar-medical.com](http://www.itamar-medical.com)

إيتامار ميديكال م.ض.  
9 شارع خالاميش، ص.ب. 3579  
المنطقة الصناعية فيسارية،  
هاتف: +972-4-6177000  
فاكس: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH  
The Sqaire 12, Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main  
Germany



ملاحظات هامة:

- نطاق درجات حرارة التخزين والتشغيل: 0°C - 40°C
- لا تحاول وصل أو فصل أي جزء من الوحدة.
- لا تحاول إدخال أي جسم غريب في الوحدة.
- لا تحاول إصلاح مشكلة ما بنفسك بأي حال من الأحوال.
- لا ينبغي أن يسبب WatchPAT® ONE أي انزعاج أو ألم. إذا واجهت انزعاجًا لا يطاق، فانزع الجهاز واتصل بمكتب المساعدة.

REF: 0M2139495 - Edition 1

### وسوم المعلومات التقنية

تخزين: يقتضي القانون القديرالي أن يباع هذا الجهاز أو أن يباع شراءه فقط من قبل شخص مرخص مهني في الرعاية الصحية.	Rx only
لاستعمال الأحادي، لا يجوز إعادة استعماله مرة أخرى	⊗
نطاق درجات الحرارة 0°C - 40°C	°C
راجع تعليمات الاستعمال	📖
جهد تشغيل البطارية 1.5V DC	🔋
الحماية من الدخول	IP22
النوع BF الجزء الملامس للجسم	👤
رقم التعريف في لجنة الاتصالات القديرالية	FCC ID ZAPUBWPONE
الجهة المصنعة للجهاز الطبي	🏭
رقم الكatalog	REF
الرقم التسلسلي	SN
تاريخ التصنيع	📅
تاريخ انتهاء الملاحية	🕒
نظام المنتج بشعار BSI J CE 2797	CE
الممثل المرخص في الاتحاد الأوروبي	EC REP
بموجب أمر WEEE التوجيهي EU/2012/19، فإنه يجب تجميع جميع نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (EEE) على حدة، ولا يجوز التخلص منها مع النفايات البينية الاعتيادية. يرجى التخلص من هذا المنتج ومن جميع أجزائه بطريقة مسؤولة وودية للبيئة.	♻️
قليل الكسر، تعامل معه بحرص	🍷
يحفظ جافًا	☔

لمشاهدة فيديو التعليمات خطوة بخطوة  
يرجى زيارة [watchpatone-howtouse.com](http://watchpatone-howtouse.com)



سيأخذ هذا الدليل بيدك خطوة بخطوة ويعرض لك كيفية استعمال الفحص  
البيتي لانقطاع النفس النومي WatchPAT® ONE بشكل صحيح.

#### قبل وضع WatchPAT® ONE:

- ✦ يوصى بوضع جهاز WatchPAT® ONE على يدك غير السائدة.
- ✦ يمكن لبس المسبار على أي إصبع باستثناء الإبهام.
- ✦ قبل الاستعمال، يجب خلع الملابس الضيقة، الخواتم، الساعات والمجوهرات الأخرى.
- ✦ يجب إزالة طلاء الأظفار والأظفار الاصطناعية من الإصبع الذي سيجرى عليه الفحص والتأكد من أن الظفر مقصوص.

**ملاحظة:** يجب استعمال بطاريات ألكالين (قلوية) AAA فقط.  
لا تدخل البطارية إلى أن تصبح جاهزًا للخلود إلى النوم.

1. قبل أن تباشِر بدراسة النوم الخاصة بك تأكد من أن الوصول إلى الإنترنت متاح، ومن أن هاتفك، جهاز WatchPAT® ONE، ورقم التعريف الشخصي PIN بحوزتك.



2. قم بتنزيل تطبيق WatchPAT® ONE على هاتفك النقال (متوفر على متجر تطبيقات آبل وعلى متجر جوجل بلاي).



3. افتح تطبيق WatchPAT® ONE واسمح بجميع الأذونات المطلوبة من قبل التطبيق. هذه الأذونات ضرورية لتشغيل التطبيق.


أخرج WatchPAT® ONE من العلبة. بإمكانك الضغط على زر "العرض التمهيدي" في التطبيق للقيام بجولة سريعة تعرض كيفية ضبط الجهاز.

العرض  
التمهيدي

اضغط على زر "جاهز" عند الانتهاء.

جاهز


4. أدخل البطارية في جهاز WatchPAT® ONE.



التالي

اضغط "التالي" عند الانتهاء.

5. انزع ساعتك والمجوهرات من يدك التي سيجرى عليها الفحص.



اضغط "التالي" عند الانتهاء.

التالي

6. أدخل كود التعريف الشخصي PIN المكون من 4 منازل، الذي زودتك به عيادة طبيبك أو المزود، واضغط على "إدخال".

أدخل رقم التعريف الشخصي (PIN)  
أدخل رقم PIN الخاص بك والمكون من  
أربع منازل  
(رقم التعريف الشخصي) واضغط على "إدخال"

إدخال

7. ضع جهاز WatchPAT® ONE على يدك غير السائدة. تأكد من أنه ليس مشدودًا أو مرتخيًا أكثر من اللازم.



التالي

اضغط "التالي" عند الانتهاء.

8. خذ مستشعر الصدر (مستشعر الشخير ووضعية الجسم) وأدخل الكابل من خلال كمة قميصك ثم أخرجه من خلال فتحة الرقبة. انزع اللسان عن اللاصقة وأصق المستشعر مباشرةً تحت ثلثة الفص.




التالي

اضغط "التالي" عند الانتهاء.

\* إذا لم يشتمل جهاز WatchPAT® ONE الخاص بك على مستشعر الصدر، فتخط هذه الخطوة.

9. أليس المسبار حتى النهاية على إصبع من أصابع يدك غير السائدة. بإمكانك استعمال أي إصبع باستثناء الإبهام. يجب إدخال المسبار بحيث تكون اللاصقة التي عليها علامة TOP فوق الظفر. أمسك بالمسبار مقابل مسطح صلب واسحب اللسان TOP ببطء باتجاهك لتزعه عن المسبار.



التالي

اضغط "التالي" عند الانتهاء.

10. لقد تم ضبط كل شيء. بضع خطوات أخيرة قبل أن تبدأ بدراسة النوم الخاصة بك:

- تأكد من أن هاتفك لا يبعد أكثر من 15 قدمًا/5 أمتار عن جهاز WatchPAT® ONE.
- يجب إيقاف تشغيل جميع أجهزة الإرسال الأخرى في الغرفة مثل الهواتف الذكية الأخرى، الساعات الذكية وساعات الرأس، لأنها قد تتشوش الفحص.
- صل هاتفك بالشاحن، يجب أن يبقى موصولًا به طوال الليل. إذا احتجت إلى النهوض خلال الليل، فاترك الهاتف موصولًا، ليست هناك حاجة أن تحمله معك.

الآن اضغط على زر "ابدأ" للبدء بدراسة النوم الخاصة بك.

ابدأ

11. عندما تستيقظ في الصباح، اضغط على زر "إنهاء التسجيل"، وانتظر بضع دقائق لكي يستكمل الجهاز عملية نقل البيانات. بعد استكمال عملية نقل البيانات ستلقى رسالة شكر.

إنهاء التسجيل

عند توقيها، اضغط على "إغلاق التطبيق".

إغلاق التطبيق

12. انزع مستشعر الصدر، المسبار وجهاز WatchPAT® ONE. ليست هناك حاجة للاحتفاظ بالجهاز أو لإرجاعه. تستطيع ببساطة أن تتخلص منه.