

WatchPAT[®] ONE

Egyszer használatos otthoni alvási apnoe teszt

A részletes videós útmutatót lásd

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Egyszer használatos otthoni alvási apnoe teszt

Műszaki információ címkézés

Rx only

Vigyázat: Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint a készülék eladása korlátozott: csak orvos által vagy orvosi rendelvényre történhet



Egyszer használatos, ne használja újra



Hőmérséklet határ: 0 °C - 40 °C



Lásd a használati útmutatót



1.5V DC AAA Az akkumulátor üzemi feszültsége



IP22 Behatolásvédelem



BF (Body Floating) típusú alkalmazott alkatrészek



Szövetségi Kommunikációs Bizottság azonosító szám



Az orvosi eszköz gyártója



Katalógusszám



Sorozatszám



Gyártási dátum



Felhasználhatóság dátuma



A 2012/19/EU elektronikus és elektronikus berendezések hulladékairól szóló WEEE irányelv szerint az elektronikus és elektronikus berendezések (EÉK) hulladékat külön kell gyűjteni, és nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérjük, ártalmatlanítsa ezt a terméket és annak minden részét fenntartásigényes és környezetbarát módon.



Törékeny, óvatosan kezelendő



Tartsa szárazon

IC: 27705-WATCHPATONE Az ISED Canada tanúsítvány száma

HVIN: WatchPAT ONE A termékverzió hardverspecifikáció azonosítója



Orvosi eszköz



Japán tanúsítási szimbólumok

Ha bármilyen kérdése van, forduljon az Itamar[®] Medical ügyfélszolgálatához:
1-888-748-2627

itamar[®] medical
www.itamar-medical.com



Fontos megjegyzések:

- Tárolási és működési hőmérséklet: 0 °C - 40 °C
- Ne kísérelje meg csatlakoztatni vagy leválasztani a készülék bármely részét.
- Ne kíséreljen meg idegen tárgyakat behelyezni a készülékbe.
- Semmilyen körülmények között ne kíséreljen meg egyedül megoldani egy problémát.
- A WatchPAT[®] ONE nem okozhat kellemetlenséget vagy fájdalmat. Ha élvisséhatatlan kellemetlenséget tapasztal, távolítsa el az eszközt, és hívja az ügyfélszolgálatot.
- Behelyezés előtt szemrevételezéssel ellenőrizze az elemet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem duzzadt, repedt-e, nem szivárog-e, vagy nincs-e más hibája.



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088500 Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598



EC REP Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Németország

Részletes útmutató

Szkennelje be az alábbi QR-kódot a WatchPAT[®] ONE alkalmazás letöltéséhez



itamar[®] medical
www.itamar-medical.com

A részletes videós útmutatások megtekintéséhez látogasson el a watchpatone-howtouse.com oldalra:

WatchPAT® ONE

Egyszer használatos otthoni alvási apnoe teszt Részletes útmutató

Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell helyesen használni a WatchPAT® ONE otthoni alvási apnoe tesztet.

A WatchPAT® ONE használata előtt:

- Javasoljuk, hogy a WatchPAT® ONE eszközt a nem domináns kezére helyezze.
- Az érzékelő bármelyik ujján viselhető, kivéve a hüvelykujjat.
- Használat előtt vegye le a szoros ruhát, gyűrűket, órát és egyéb ékszereket.
- Távolítsa el a körömlakkot és a műkörmöket a vizsgálati ujjától, és ellenőrizze, hogy a köröm rövidebb van-e vágva.

Megjegyzés: Csak alkáli AAA elemet használjon.
Csak akkor helyezze be az elemet, ha készen áll lefeküdni.

1. Az alvászvizsgálat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik internet-hozzáféréssel, van-e a telefonja, WatchPAT® ONE eszköze és PIN-kódja.



Telefon



WatchPAT® ONE



Internet-hozzáférés



PIN-kód

2. Töltse le a WatchPAT® ONE alkalmazást mobil eszközökre (elérhető az Apple App Store-ban vagy a Google Play Store-ban).



3. Nyissa meg a WatchPAT® ONE alkalmazást, és engedélyezze az alkalmazás által megkötött összes engedélyt. Ezek az engedélyk szükségesek az alkalmazás működéséhez.

Vegye ki a WatchPAT® ONE-t a dobozból. Az alkalmazás „Preview” (Előnézet) gombjára kattintva gyors bemutatást kaphat az eszköz beállításáról.


Ha elkészült, nyomja meg a „Ready” (Kész) gombot.

ELŐNÉZET

KÉSZ

4. Helyezze be az elemet a WatchPAT® ONE eszközbe.


Ha kész, nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot.



TOVÁBB

5. Vegye le az óráját és az ékszereket a vizsgálati kézről.

Ha kész, nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot.



TOVÁBB


6. Írja be az orvosi rendelő vagy a szolgáltató által megadott 4 számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az „Enter” (Bevitel) gombot.

PIN KÓD MEGADÁSA
Adja meg a hozzárendelt négyjegyű PIN-kódot (személyi azonosító szám) és koppintson az ENTER (Bevitel) gombra

BEVITEL

7. Helyezze a WatchPAT® ONE eszközt a nem domináns kezére. Győződjön meg róla, hogy nem túl szoros és nem túl laza.

Ha kész, nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot.



TOVÁBB

8. Fogja a mellkasérzékelőt (horkolás- és testhelyzet-érzékelő), és vezesse a kábelt a ruha ujj- és a nyaknyílásán keresztül. Távolítsa el a lapot a matricáról, és rögzítse az érzékelőt közvetlenül a szegycsonti mélyedés alatt.


Ha kész, nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot.

* Ha a WatchPAT® ONE eszköz nem tartalmazza a mellkasi érzékelőt, hagyja ki ezt a lépést.



TOVÁBB

9. Helyezze az érzékelőt egészen a nem domináns keze egyik ujjára. A hüvelykujj kivételével bármelyik ujját használhatja. Az érzékelőt úgy kell felhelyezni, hogy a TOP felirátú matrica a köröm felett legyen. Tartsa az érzékelőt egy kemény felülethez, és lassan húzza maga felé a TOP fület, hogy eltávolítsa az érzékelőrl.



Ha kész, nyomja meg a „Next” (Tovább) gombot.

TOVÁBB

10. Minden készen áll.
Az alvászvizsgálat megkezdése előtti utolsó néhány lépés:
a. A telefon ne legyen 15 lábnál/5 méternél távolabb a WatchPAT® ONE eszköztől.
b. Kapcsoljon ki minden más, a szobában lévő, jelet kibocsátó eszközt, például más okostelefonokat, okosórákat és fejhallgatókat, mivel ezek zavarhatják a vizsgálatot.
c. Csatlakoztassa a telefont a töltőhöz, annak egész éjszaka csatlakoztatva kell maradnia. Ha éjszaka fel kell kelnie, hagyja bedugva a telefont, nem kell magával vinnie.

Most kattintson a „Start” (Indítás) gombra az alvászvizsgálat megkezdéséhez.

INDÍTÁS

11. Reggel, amikor felébred, nyomja meg az „End Recording” (Rögzítés befejezése) gombot, és várjon néhány percet, amíg az eszköz befejezi az adatátvitelt. Az adatátvitel befejezése után egy köszönő üzenetet fog kapni.
Miután megkapta, nyomja meg a „Close Application” (Alkalmazás bezárása) gombot.

RÖGZÍTÉS BEFEJEZÉSE

ALKALMAZÁS BEZÁRÁSA

12. Vegye le a mellkasi érzékelőt, az ujjérzékelőt és a WatchPAT® ONE eszközt.

Az USA-n kívül: Az eszközt nem kell vagy visszaküldeni. Egyszerűen kidobhatja.

Az USA-ban: Ha részt szeretne venni a WatchPAT® ONE Green Programban, visszaküldheti az eszközt a mellékelt előre kifizetett visszaküldési címkével. A teszt befejezése után helyezze be az eszközt a dobozba, ragassza fel a címkét a dobozra az ábrán látható módon, és küldje el nekünk a megfelelő feldolgozásra a környezet védelme érdekében. Ez a szolgáltatás nem jár költséggel. Ha úgy dönt, hogy nem vesz részt a WatchPAT® ONE Green Programban, akkor nem kell megtartania vagy visszaküldenie az eszközt. Egyszerűen kidobhatja.