

+ Étape 4 - Allumer le dispositif

Remarque : le dispositif ne doit être allumé que lorsque vous êtes prêt(e) à dormir.



4a. Appuyez fermement sur le bouton de mise en marche jusqu'à ce que l'écran s'allume. Écran suivant « Veuillez patienter. Test... » Après quelques secondes, le message « BONNE NUIT !!! » ✓ s'affiche. L'écran s'éteint après un court instant.

4b. En cas de problème, le message « TEST INTERROMPU » ✗ s'affiche. Appelez le service d'assistance au 1-888-748-2627

Vous êtes maintenant prêt(e) à dormir.

4c. Dans le cas où le système détecte que votre doigt n'est pas à l'intérieur de la sonde, une erreur apparaît vous demandant d'insérer votre doigt. Attendez que le dispositif s'éteigne, insérez le doigt et réessayez.

+ Étape 5 - Durant la nuit

- L'écran s'allume pendant une minute chaque fois que vous appuyez sur le bouton.
- Si vous devez vous lever pendant la nuit, ne retirez pas le dispositif ou les capteurs.
- N'appuyez sur aucun bouton si vous devez vous lever pendant la nuit.
- Si vous allez aux toilettes, ne mouillez pas le WatchPAT™ 300.
- Le dispositif WatchPAT™ 300 ne doit causer aucune gêne ni douleur. Si vous éprouvez une gêne insupportable, retirez l'appareil et appelez le service d'assistance.

+ Étape 6 - Le lendemain matin

À votre réveil :

- 6a.** Le dispositif s'éteint automatiquement. Il n'y a pas de bouton d'arrêt.
- 6b.** Retirez la sonde de doigt et le capteur RESBP
- 6c.** Retirez le dispositif du poignet.
- 6d.** Remettez tous les composants dans la mallette de transport.

! Remarques importantes

- Ne pas tenter de brancher ou de débrancher une partie quelle qu'elle soit de l'unité.
- Ne pas introduire un corps étranger à l'intérieur de l'unité.
- Ne pas tenter de connecter le WatchPAT™ 300 à une alimentation électrique ou à un autre appareil, machine ou ordinateur.
- N'essayez en aucun cas de résoudre un problème vous-même.
- La sonde de doigt est à usage unique. Si une sonde usagée est connectée, un message d'erreur s'affiche. Veuillez noter que l'utilisation d'une sonde usagée peut entraîner une contamination croisée.
- Si nécessaire ou en cas d'incident grave, contactez notre bureau d'assistance pour signaler l'incident et recevoir des instructions supplémentaires.
En cas d'incident grave, veuillez informer l'autorité compétente.

En cas de questions
Appeler le numéro du service
d'assistance
1-888-748-2627

REF10M219389 Rev.5 2023-02



Guide étape par
étape

WatchPAT™ 300
Examen du sommeil à domicile



Pour une vidéo d'instruction, allez sur le site web :
www.watchpat-howtouse.com

itamar™
medical

itamar™
medical

| La santé en toute simplicité

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Dans le monde :

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, BP 3579
Caesarea 3088900, Israël
Tél : + 972 4 617 7000
Fax +972 4 627 5598

États-Unis :

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, USA
Tél. +1 888 748 2627

REPICE Arazy Group GmbH

The Squaire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Allemagne

Attention : selon la loi fédérale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par un professionnel de santé agréé ou à sa demande.

Copyright © 2023 Itamar Medical Ltd. WatchPAT et PAT sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Itamar Medical Ltd., une filiale de ZOLL Medical Corporation, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

WatchPAT™ 300 - Guide étape par étape

Ce guide doit être utilisé après que votre praticien vous a montré comment utiliser le dispositif WatchPAT™ 300.



- A – Bouton de mise en marche
- B – Capteur d'effort respiratoire, de ronflement et de position du corps (RESBP)
- C – Sonde de doigt

Avant de placer l'appareil WatchPAT™ 300 :

- Il est recommandé de placer l'appareil WatchPAT™ 300 sur votre main non dominante.
- Le capteur de doigt peut se porter sur n'importe quel doigt, à l'exception du pouce. Si vos doigts sont épais, il est recommandé d'utiliser l'auriculaire.
- Avant utilisation, retirez tout vêtement serré, bagues, montres, et autres bijoux.
- Retirez le cas échéant tout vernis à ongles ou faux ongle sur le doigt où sera placé le capteur, et veillez à ce que l'ongle soit coupé court.

Remarques :

- À partir du moment où vous allumez le dispositif WatchPAT 300, il n'est pas possible de l'éteindre.
- Appliquez le dispositif et allumez-le uniquement lorsque vous êtes prêt(e) à dormir.
- La supervision d'un adulte peut être requise pour mettre en place le dispositif.
- Les images du guide de démonstration correspondent à la main gauche ; un processus similaire peut être appliqué à la main droite.



La mallette de transport contient :

- Ce guide de référence
- Le dispositif avec une sonde de doigt
- Le capteur d'effort respiratoire, de ronflement et de position du corps (RESBP)

Numéro du service d'assistance :
1-888-748-2627



+ Étape 1 - Application du capteur d'effort respiratoire, de ronflement et de position du corps (RESBP)



- 1a. Pour les hommes : rasez les poils épais du torse, si nécessaire.
- 1b. Faites passer le capteur RESBP dans la manche de votre pyjama et jusqu'à l'encolure.



- 1d. Collez le capteur au milieu du thorax, juste en dessous du cou. Assurez-vous que l'image du capteur RESBP est orientée vers le haut.



- 1c. Décollez le papier blanc au dos du capteur.



- 1e. Fixez le capteur RESBP avec du ruban adhésif médical supplémentaire.

+ Étape 2 - Positionnement du dispositif WatchPAT™ 300



- 2a. Attachez le dispositif sur votre main non dominante.
- 2b. Fermez la dragonne (sans trop serrer).

+ Étape 3 - Positionnement de la sonde de doigt



- 3a. Le capteur de doigt peut se porter sur n'importe quel doigt, à l'exception du pouce. Si vos doigts sont épais, il est recommandé d'utiliser l'auriculaire.
- 3b. Insérez le doigt dans la sonde jusqu'à en toucher l'extrémité. L'autocollant marqué TOP (haut) doit se trouver sur le dessus du doigt (au-dessus de l'ongle).



- 3c. Appuyez l'extrémité de la sonde contre une surface dure (par exemple, une table, pied de la table)
- 3d. Tirez sur la languette TOP et enlevez-la complètement de la sonde.