

+ Fase 4 - Accensione del dispositivo

Nota: il dispositivo deve essere acceso solo quando si è pronti per andare a dormire.



+ Fase 5 - Durante la notte

- Ogni volta che si preme il pulsante, il display si illumina per un minuto.
- Se si ha bisogno di alzarsi durante la notte, non rimuovere il dispositivo o i sensori.
- Non premere alcun pulsante se occorre alzarsi durante la notte.
- Se si utilizza il bagno, non bagnare il WatchPAT™ 300.
- Il dispositivo WatchPAT™ 300 non deve causare disagio o dolore. In caso di disagio insopportabile, rimuovere il dispositivo e chiamare l'Help Desk.

+ Fase 6 - Mattina successiva

Al risveglio:

- 6a.** Il dispositivo si spegnerà automaticamente. Non c'è alcun pulsante OFF.
- 6b.** Rimuovere la sonda a dito e il sensore RESBP.
- 6c.** Togliere il dispositivo dal polso.
- 6d.** Reinscrivere tutte le parti nella custodia.



Note importanti

- Non tentare di collegare o scollegare le parti dell'unità.
- Non tentare di introdurre corpi estranei nell'unità.
- Non tentare di collegare il WatchPAT™ 300 a una presa elettrica o ad altri dispositivi, macchine o computer.
- Non provare in alcun caso a risolvere un problema da soli.
- La sonda a dito è monouso. Nel caso in cui sia collegata una sonda usata, apparirà un messaggio di errore. Tenere presente che l'utilizzo di una sonda usata può causare contaminazione crociata.
- Se necessario, o in caso di incidente grave, contattare la nostra assistenza per segnalare l'incidente e ricevere ulteriori istruzioni. In caso di incidente grave, si prega di segnalarlo anche all'autorità competente.

4a. Premere con decisione il pulsante di accensione finché il display non si accende. Schermata successiva: "Please wait Testing..." (Attendere, test in corso...) Dopo qualche secondo apparirà il messaggio "GOOD NIGHT!!!" ✓(BUONANOTTE!!!). Il display si spegnerà dopo un breve periodo.

4b. In caso di problemi, apparirà la scritta "TEST ABORTED" ✗(TEST ANNULLATO); chiamare l'Help Desk al numero +1-888-748-2627.

Ora si può andare a dormire.

4c. Nel caso in cui il dito non si trovi all'interno della sonda, verrà visualizzato un errore che invita a inserire il dito. Attendere che il dispositivo si spenga, inserire il dito e riprovare.

Domande?
È possibile chiamare il numero del nostro Help Desk
1-888-748-2627

RIF OM2193392 Rev.5 02-2023



Guida dettagliata

WatchPAT™ 300

Esame Domiciliare Del Sonno



Per un video di istruzioni, consultare:
www.watchpat-howtouse.com

itamar
medical

| La salute resa semplice

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Resto del mondo:

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Tel.: + 972 4 617 7000
Fax + 972 4 627 5598

USA:

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, USA
Tel 1 888 748 2627

EC REP Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Germania

Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo a un professionista sanitario autorizzato o dietro prescrizione medica.

Copyright © 2023 Itamar Medical Ltd. WatchPAT e PAT sono marchi commerciali o marchi registrati di Itamar Medical Ltd., una consociata di ZOLL Medical Corporation, negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

itamar
medical

WatchPAT™ 300 - Guida dettagliata

Questa guida deve essere utilizzata dopo che il medico curante avrà mostrato al paziente come utilizzare il dispositivo WatchPAT™ 300.



- A - Pulsante di accensione
- B - Sensore per lo sforzo respiratorio, il russamento e la posizione del corpo (RESPB)
- C - Sonda per dito

Prima di applicare WatchPAT™ 300:

- Si consiglia di applicare il dispositivo WatchPAT™ 300 alla mano non dominante.
- La sonda può essere indossata su qualsiasi dito ad eccezione del pollice. In caso di dita grandi, si consiglia di utilizzare il mignolo.
- Prima dell'uso, rimuovere indumenti stretti, anelli, orologi e altri gioielli.
- Rimuovere l'eventuale smalto o unghia finta dal dito scelto per l'esame e assicurarsi che l'unghia sia tagliata corta.

Note:

- Una volta acceso, il dispositivo WatchPAT™ 300 non può essere spento.
- Applicare il dispositivo e accenderlo solo quando si è pronti a dormire.
- Per l'applicazione del dispositivo può essere necessaria la supervisione di un adulto.
- Le immagini della guida dimostrativa si riferiscono alla mano sinistra; un procedimento simile può essere seguito per la mano destra.



La custodia contiene:

- Questa guida di riferimento
- Dispositivo con sonda a dito
- Sensore per lo sforzo respiratorio, il russamento e la posizione del corpo (RESPB)

Numero dell'Help Desk: +1-888-748-2627



+ Fase 1 - Applicazione del sensore per lo sforzo respiratorio, il russamento e la posizione del corpo (RESPB)



- 1a.** Per gli uomini: tagliare i peli folti del petto, se necessario.
- 1b.** Far passare il sensore RESBP attraverso la manica del pigiama fino a raggiungere lo scollo.



- 1d.** Applicare il sensore al centro dello sterno, subito sotto la base del collo. Assicurarsi che l'immagine sul sensore RESBP sia rivolta verso l'alto.



- 1c.** Staccare la carta bianca dal retro del sensore.



- 1e.** Fissare il sensore RESBP con del nastro medico aggiuntivo.

+ Fase 2 - Applicazione del dispositivo WatchPAT™ 300



- 2a.** Applicare il dispositivo alla mano non dominante.
- 2b.** Allacciare il cinturino da polso (non troppo stretto).

+ Fase 3 - Applicazione della sonda a dito



- 3a.** La sonda può essere indossata su qualsiasi dito ad eccezione del pollice. In caso di dita grandi, si consiglia di utilizzare il mignolo.
- 3b.** Inserire il dito nella sonda fino a sentire l'estremità. L'adesivo contrassegnato con TOP deve trovarsi sulla parte superiore del dito (sopra l'unghia).



- 3c.** Premere la punta della sonda contro una superficie dura (come il piano o la gamba di un tavolo).
- 3d.** Tirare e rimuovere completamente la linguetta TOP dalla sonda.